

# Bedienungsanleitung faltbarer Scooter Bologna



# Inhaltsverzeichnis

1. Wichtige Information	02
2. Sicherheitsanweisung – Überblick	03
2.1 Anwendung	03
2.2 Unterweisung zur Fahrsicherheit	03
2.3 Hinweise zur Sicherheitsvorkehrung	04
2.4 Anleitung zur Praxis	04
3. Spezifikation von Design und Funktion	05
3.1 Übersicht über das Produkt	05
3.2 Beschreibung des strukturellen Aufbaus und Diagramm	05
3.3 Technische Daten	06
4. Bedienungsanleitung	07
4.1 Beschreibung der erforderlichen Fähigkeiten des Fahrers	07
4.2 Beschreibung des Bedienfeldes	07
4.3 Stromschalter	08
4.4 Geschwindigkeitsregler	08
4.5 Steuerhebel	08
4.6 Hupe	09
4.7 Teleskopstange	09
4.8 Steuerung und Motor	09
4.9 Bremse	09
4.10 Manuelles Auf- und Zuklappen	10-11
4.11 Platzieren des Scooters in den Kofferraum	12
4.12 Akku und Laden	13
4.13 Beschreibung der Fehlbedienung	14
5. Wartung und Pflege	15-16
6. Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie	17
7. Transport und Lagerung	18
8. Umweltschutz	18
9. Beschreibung des Austauschs empfindlicher Teile unter normalem Gebrauch	18
10. Stromlaufplan und Liste der wichtigsten Komponenten	18
11. Verpackung und Zubehör	19
12. Leitfaden zur Fehlersuche	19
13. Kontaktinformation des technischen Supports	20
14. Garantiekarte und Garantiespezifikation	20
15. Interpretationen von Grafiken, Symbolen, Abkürzungen und anderen Inhalten, die auf Etiketten von Medizinprodukten verwendet werden	21
16. Anhang Garantiekarte	22

# Wichtige Information

Liebe Nutzer,

Vielen Dank das Sie sich für den Scooter „Bologna“ entscheiden haben! Sie müssen diese Betriebsanleitung vollständig lesen und verstehen, insbesondere die Hinweise zur Sicherheitsvorkehrung bevor Sie den Scooter benutzen. Der Hauptzweck dieser Betriebsanweisung besteht darin, sich mit den Funktionen und Charakteren des Elektrorollers vertraut zu machen und ihn reibungslos zu bedienen. Es beinhaltet einige wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Wartungsinformationen, sowie eine Beschreibung möglicher Probleme und Lösungen während der Fahrt.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung des Scooters auf, da Sie jederzeit wichtige Informationen zu Gebrauch, Sicherheit und Wartung nachschlagen können. Außerdem können Sie die relevanten Informationen zu den Produkten von Devita über die offizielle Webseite abrufen ([www.devita-online.de](http://www.devita-online.de)) oder den Kontakt zu den Verkäufer (TEL: 06854-803081, E-Mail: [info@devita-online.de](mailto:info@devita-online.de)).

Alle Informationen, Bilder, Illustrationen und Spezifikationen in der Bedienungsanleitung basieren auf den Produktinformationen die beim Drucken dieses Handbuchs bereitgestellt wurden und sind nur allgemeine Beispiele, aber keine genaue Beschreibung der einzelnen Teile des Scooters.

Aufgrund der ständigen Optimierung des Produkts behält sich das Unternehmen das Recht vor. Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Beratung vorzunehmen.

# Sicherheitsanweisung Überblick

## 2.1 Anwendung

Der Scooter wird als Mobilitätshilfe für behinderte oder gebrechliche Menschen eingesetzt und für Patienten oder Senioren welche mobile Unterstützung oder Hilfe benötigen. Das maximale Ladegewicht des Scooters liegt bei 125kg.

## 2.2 Unterweisung zur Fahrsicherheit

1. Der Nutzer muss mit der Bedienung dieses Scooters vertraut sein bevor er losfährt. Bitte verstehen Sie daher dieses Kapitel der Bedienung vollständig.
2. Beurteilen Sie den persönlichen Gesundheitszustand des Benutzers vor dem fahren. Es ist nicht angebracht unter den folgenden Umständen zu fahren: Sehbehinderung, insbesondere die Patienten mit einer Behinderung der oberen Gliedmaßen, akute Tumor- und Herzerkrankungen, Schwangere, Kinder unter 12 Jahren und Patienten mit langsamer Wahrnehmung, Bewusstlosigkeit, Koma oder schwere Durchblutung oder empfindliche Haut; Benutzer die sich Sorgen um ihren eigenen Gesundheitszustand machen oder mit Einem Herzschrittmacher ausgestattet sind, konsultieren bitte vor der Verwendung ihren Arzt.
3. Halten Sie den Scooter während der Fahrt nicht am Hang an, bitte beachten Sie dass der Bremsweg auf Steigungen deutlich länger ist als auf flachem Gelände.
4. Fahren unter Alkohol oder Drogeneinfluss ist strengstens Verboten
5. Vermeiden Sie den Scooter bei Nacht oder extremem Unwetter zu fahren
6. Vergewissern Sie sich das der Scooter ausgeschaltet ist bevor Sie auf und absteigen.
7. Fahren Sie nicht auf der Autobahn
8. Verbinden Sie keine mechanischen oder elektronische Geräte mit dem Scooter zum Vermeiden von möglichen Gefahren
9. Fahren Sie nicht mit einer Steigung von mehr als 12°. Fahren Sie nicht über Rillen die mehr als 100mm breit sind. Überqueren Sie kein Hindernis mit Gewalt, bei dem die Höhe größer ist als 25mm.
10. Fahren Sie nicht auf angesammeltem Wasser, gefrorenem. Feuchtem oder rutschigem Untergrund oder salzhaltigen-alkalischen Untergründen zur Vermeidung von Unfällen.
11. Kombinieren Sie das Fahren nicht mit Fahrzeugen um Gefahren zu vermeiden.
12. Der betrieb des Scooters wird durch bestimmte elektromagnetische Störungen beeinträchtigt, wie z.B. Sicherheits- oder automatische Türsysteme in Gemischtwarenläden oder Gebäuden.
13. Benutzen Sie den Scooter nicht für den Transport schwerer Waren oder einer weiteren Person.
14. Es ist verboten auf Kanten des Bordsteins der Straße zu fahren andernfalls kann der Scooter dauerhaft beschädigt werden
15. Überschreiten Sie nicht das maximale Ladegewicht von 125kg
16. Fahren Sie nicht auf Rolltreppen um ein umkippen zu Vermeiden
17. Machen Sie keine U oder S Wende um umkippen zu Vermeiden
18. Laden Sie den Scooter vollständig auf bevor Sie ihn das erste Mal benutzen

### **2.3 Hinweise zur Sicherheitsvorkehrung**

1. Betreiben Sie den Scooter nicht bevor Sie nicht die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben.
2. Fahren Sie nicht unter Alkoholeinfluss.
3. Lassen Sie den Schlüssel nicht im Scooter stecken wenn er nicht bewacht wird.
4. Der Sitz muss verriegelt und fixiert werden.
5. Seien Sie Vorsichtig und machen Sie langsam wenn Sie Kurven fahren und auf unebenen steinigem oder weichen Untergründen, oder nahe einer Neigung, gewölbter Boden und Zonen als auch Bordsteinkanten, Türschwellen und Treppen.
6. Es ist verboten die Grundeinstellung zu ändern oder den Roller umzubauen.
7. Seien Sie vorsichtig beim fahren auf vollen Straßen, Märkten oder Einkaufszentren. Fahren Sie nicht auf unsicheren Bereichen oder legal verbotenen Straßen und Konsultieren Sie die örtlichen Behörden oder nationalen Behörden bezüglich der Verkehrsregeln für Scooter.
8. Halten Sie beide Hände am Steuer und beide Beine auf die Pedale während dem Fahren
9. Verwenden Sie den Scooter nicht als Sitz bei fahrenden Fahrzeugen
10. Wenn Sie den Scooter mit anderen Fahrzeugen transportieren gewährleisten Sie die Sicherheit des Akkus.
11. Fahren Sie nicht rückwärts auf einer unebenen Rampe oder Böden und seien Sie vorsichtig beim Fahren auf Rampen
12. Fahren Sie nicht bei Nacht, Regen, Schneefall und starkem Wind nicht auf holprigem Gelände, unebenen Straßen, etc.
13. Wenn der Scooter vom Auto oder Flugzeug transportiert wird ist es wichtig ihn zu falten und auszuschalten und den Schlüssel rauszuziehen um zu verhindern das er versehentlich aktiviert wird.
14. Die Oberflächentemperatur des Scooters erhöht sich, wenn er längere Zeit einer äußeren Wärmequelle ausgesetzt wird, wie zum Beispiel in der Sonne und der direkte Kontakt mit den erhitzten Oberflächen kann zu Verbrennungen oder anderen Verletzungen führen.

### **2.4 Anleitung zur Praxis**

1. Üben Sie bevor Sie den Scooter benutzen
2. Üben Sie in weiten und offenen Bereichen zum Vermeiden von Gefahren
3. Üben Sie folgenden: beschleunigen, verlangsamen, parken, rückwärtsfahren, wenden, Berg hoch, Berg runter, bitte üben Sie viel und fühlen Sie sich sicher.
4. Stellen Sie sich zunächst auf die Mindestgeschwindigkeit ein und erhöhen Sie die Geschwindigkeit entsprechend den Kenntnissen in der ersten Übung.
5. Es wird empfohlen, während des gesamten Prozesses begleitet zu werden, um Gefahren und Unfälle während der ersten Übung und Verwendung zu vermeiden.
6. Der Scooter wird gesteuert durch die Finger vom Nutzer zum vorwärts fahren rückwärtsfahren, rechts und links fahren und zur Geschwindigkeitsregelung. Der Benutzer muss also in der Lage sein: Lesen und Verstehen von der Bedienungsanleitung, Gefahren erkennen und einschätzen, Sicherheitsbewusstsein und schnelle Reaktionsfähigkeit besitzen.

# Spezifikation von Design und Funktion

## 3.1 Übersicht über das Produkt

Der Scooter ist ein batteriebetriebener Elektroroller der von elektronischen Geräten gesteuert und angetrieben wird. Der Fahrer kann den Scooter fahren durch die Funktionsweise von Steuergeräten.

Seine Hauptkomponenten sind Motor, Akku, Kontrollsystem, Räder, Sitz, Armlehne, etc.

Das Gesamtdesign ist moderner Freizeitstil, Sicherheit und Komfort, einfache Bedienung, falt- und tragbarkeit und Haltbarkeit.

Das Gesamtbruttogewicht des Scooters liegt bei 24.9kg.

Als technische Anforderung an die Leistung werden die Normanforderungen in ISO 7176 EN12184 verwendet.

## 3.2 Beschreibung des strukturellen Aufbaus und Diagramm

Der Scooter besteht hauptsächlich aus den folgenden Teilen: Haltegriff, Bedienfeld, vorderer Rahmen, Sitzrahmen, Motor Set, Pedalabdeckung, vordere/hintere Abdeckungen, faltbarer Sitz, vorder-/hinter Räder, Stützräder, Akku und Ladegerät



### 3.3 Technische Daten

<b>Gesamtlänge</b>	<b>967 mm</b>
<b>Gesamtbreite</b>	<b>542 mm</b>
<b>Gesamthöhe</b>	<b>868 mm</b>
<b>Länge gefaltet</b>	<b>967 mm</b>
<b>Breite gefaltet</b>	<b>542 mm</b>
<b>Höhe gefaltet</b>	<b>335 mm</b>
<b>Gesamtgewicht</b>	<b>24.9 kg</b>
<b>Gewicht ohne Akku</b>	<b>22.9 kg</b>
<b>Gewicht Akku</b>	<b>1.8 kg</b>
<b>Reifengröße</b>	<b>Vorderrad 6 Zoll Hinterrad 7 Zoll</b>
<b>Höchstgeschwindigkeit</b>	<b>6km/h</b>
<b>Maximale Steigung</b>	<b>12°</b>
<b>Reichweite</b>	<b>15 km</b>
<b>Wendekreis</b>	<b>1,4 m</b>
<b>Ladegewicht</b>	<b>125 kg</b>
<b>Akku Typ</b>	<b>10 AH Lithium</b>
<b>Motor</b>	<b>24V 120W</b>
<b>Ladegerät</b>	<b>DC24V 2A ( OUTPUT: 29.4V 2A)</b>

# Bedienungsanleitung

## 4.1 Beschreibung der erforderlichen Fähigkeiten des Fahrers

1. Der Scooter wird von den Fingern des Nutzers bedient für vorwärts/rückwärts Fahren, nach links/rechts fahren und falten und entfalten, sowie die Geschwindigkeitskontrolle. Der Fahrer muss fähig dazu sein:
  - Lesen und Verstehen der Bedienungsanleitung
  - Gefahren unterscheiden und bewerten
  - Über das Sicherheitsbewusstsein verfügen oder die Verkehrsregeln der örtlichen Gesetze befolgen
  - Schnelle Reaktion auf alle Arten von Situationen
2. Aufsteigen und Absteigen

Der Nutzer muss gemäß den Abbildungen auf den Scooter auf- und absteigen oder sich von einem Betreuer unterstützen lassen.




Armlehne hochklappen



Nutzen Sie bei Bedarf den Lenker und die Rückenlehne als Stütze und senken Sie die Armlehne nach dem Aufstehen ab

**Hinweis : Der Griff könnte schwanken.  
Bitte halten Sie ihn ruhig.**

## 4.2 Beschreibung des Bedienfeldes





Das Bedienfeld ist ein Betriebssteuermodul, das hauptsächlich das Ein- und Ausschalten, die Vor- und Rückwärtsbewegung während der Fahrt und die Anzeige des Batterieladezustands steuert.

**Hinweis:** Platzieren Sie das Bedienfeld nicht in feuchten Bereichen. Wenn das Bedienfeld feucht ist, bedienen und verwenden Sie es bitte erst, nachdem es vollständig getrocknet ist.

#### 4.3 Stromschalter

1. Benutzen Sie den Schlüssel für den Strom an/aus zu schalten
2. Schalten Sie den Strom nach dem Stopp aus

**Hinweis:** Wenn der Strom während der Fahrt ausgeschaltet wird, funktioniert Die elektromagnetische Bremsvorrichtung und der Roller stoppt abrupt.



#### 4.4 Geschwindigkeitsregler

Mit dem Geschwindigkeitsregler wird die Arbeitsgeschwindigkeit beim Vorwärts- Oder Rückwärtsfahren eingestellt, die im Bereich von 0-6 km/h eingestellt werden Kann. Die langsamste Geschwindigkeit wird durch Drehen des Knopfes nach links Eingestellt. Die schnellste Geschwindigkeit wird durch Drehen des Knopfes am rechten Ende eingestellt.



**Hinweis:** Stellen Sie beim Wenden oder Rückwärtsfahren nicht die Höchstgeschwindigkeit ein

#### 4.5 Steuerhebel

Halten Sie den Gummigriff mit beiden Händen fest und benutzen Sie den Richtungssteuerhebel, um die Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Rollers zu steuern (wie auf den Bildern unten gezeigt)

- a) Drücken Sie den rechten Steuerhebel mit dem rechten Finger nach vorne, dann fährt der Roller vorwärts.
- b) Drücken Sie den linken Steuerhebel mit dem linken Finger nach vorne, dann fährt der Roller rückwärts. Es ertönt ein Warnton, wenn der Roller rückwärts fährt.
- c) Nachdem vollständigen Loslassen des beweglichen Habels bleibt dieser automatisch in der mittleren Position stehen und die elektromagnetische Bremse hält den Roller automatisch an.



#### 4.6 Hupe

Um Unfälle und Schäden zu vermeiden, benutzen Sie bitte die Hupentaste richtig.  
Die Hupe ertönt nach Drücken der Taste.



#### 4.7 Teleskopstange

Entriegeln Sie zunächst die Teleskopstange nach außen, um sie zu lösen.  
Pinne von Hand herunterdrücken und wieder verriegeln. (wie in Abbildung gezeigt)



#### 4.8 Steuerung und Motor

Der Controller ist im Boden befestigt, um das Signal vom Bedienfeld zu empfangen und sendet es an den Motor, die Bremse, den Ladeanschluss und andere Systeme. Die Motor-/Getriebemodule, die elektromechanische Geräte sind, wandeln die elektrische Energie der Batterie in die Antriebsenergie der Hinterräder um.

**Hinweis: Legen Sie es nicht in feuchte Bereiche. Wenn es feucht ist, trocknen Sie es bitte vollständig, bevor Sie es fahren, sonst wird es beschädigt.**

#### 4.9 Bremse

Wenn der Bewegungshebel vollständig losgelassen wird, wird der Roller automatisch langsamer und hält an.

#### 4.10 Manuelles Falten und Entfalten

A. Falten und entfalten Sie wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

**Hinweis:** Halten Sie Ihre Hand beim Herunterdrücken nicht unter den Verstellhebel, um Verletzungen zu vermeiden.



1) Klappen Sie die Rückenlehne um, Drücken Sie den Verstellhebel nach unten und klappen Sie die Rückenlehne mit der anderen Hand.

2) Klappen Sie die Rückenlehne um Durch Hochziehen der Rückenlehne



1) Zuerst den Sitz umklappen, dann ziehen Sie den hinteren Klapp Griff hochziehen.

2) Klappen Sie den Sitz auf, dann ziehen Sie die Rückenlehne ganz nach oben.


**Hinweis:** 1. Achten Sie auf Ihre Hände, wenn Sie den Roller zusammen- und auseinanderfalten.



1. Halten Sie den Schalter und drücken Sie ihn zum Einklappen nach unten.

2. Drücken Sie den Schalter erneut und ziehen Sie die Deichsel zum Aufklappen.

## Falten



Hinweis: Achten Sie beim Falten auf die Position der Füße und Armlehnen. Das Zusammenklappen des Scooters ist erst abgeschlossen wenn das "Klick"-Geräusch zu hören ist.

## Entfalten



## Falten und ziehen

B. Wenn der Roller manuell zusammengeklappt ist, kann er wie in der folgenden Abbildung bedient werden.



- 1) Winziger Fahrmodus.
- 2) Heben Sie den vorderen Griff die Karosserie nach dem Zusammenklappen, und ziehen Sie das Auto.



## Aus- und Einbau der Armlehne


C. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Armlehne einzubauen.



### 4.11 Platzieren des Scooters in den Kofferraum



1) Heben Sie den vorderen Griff an und legen Sie das Vorderteil in den Kofferraum.



2) Heben Sie den hinteren Griff an und schieben Sie den Scooter in den Kofferraum.




3) Stellen Sie die richtige Position ein.



4) Abgeschlossen (Entfernen durch Umkehrung der Sequenzen 3-2-1).

#### 4.12 Akku und Laden

1) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, zeigt die Batteriestandsanzeige den Ladezustand an. 3 Farben bedeuten volle Ladung, rot bedeutet unzureichende Leistung, und die Fahrtstrecke bleibt weniger als 1 km, halten Sie bitte sofort die Fahrt an und laden Sie die Batterie auf.



2) Laden

a. Schalten Sie das Gerät aus, und stecken Sie dann den Ladestecker in die Ladebuchse, wie dargestellt in unterer Abbildung.



Schalten Sie zunächst das Gerät aus



Stecken Sie den Netzstecker in die Ladebuchse

b. Stecken Sie das eine Ende des Netzkabels in die Steckdose und das andere Ende in die Ladebuchse des Ladegeräts. Das rote Licht leuchtet, wenn der Roller geladen wird, und das grüne oder orangefarbene Licht leuchtet, wenn der Roller vollständig geladen ist.



c. Nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie den Netzstecker des Rollers (1) und dann den Netzstecker (2) ab.

**Hinweis:** Der Roller verfügt über eine automatische Systemfunktion, die verhindert, dass er während des Aufladens aktiviert wird. Nach dem Aufladen sollte der Benutzer zuerst den Netzschalter ausschalten und dann andere Stecker abziehen, da sonst die Lebensdauer des Ladegeräts verkürzt wird.

Anweisungen zum Aufladen:

- a. Wenn das rote Licht während des Ladevorgangs nicht leuchtet, muss der Benutzer überprüfen ob alle Stecker an der richtigen Stelle eingesteckt sind
- b. Die Ladezeit beträgt in der Regel 6-8 Stunden und darf 12 Stunden nicht überschreiten.
- c. Die Lithium-Batterie muss aufgeladen werden, wenn sie zum ersten Mal benutzt wird. Es wird empfohlen, die Batterie innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf oder Nichtgebrauch aufzuladen.
- d. Wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss sie vollständig aufgeladen und dann aus dem Roller entnommen werden, nicht im Roller aufbewahren. Nehmen Sie die Batterie heraus, wenn der Roller nicht benutzt wird.
- e. Um ein sicheres und effizientes Aufladen zu gewährleisten, empfehlen wir, das Original-Ladegerät des Herstellers zu verwenden.
- f. Wenn der Roller den ganzen Tag über benutzt wird, sollte er nach jedem Gebrauch aufgeladen werden. Wenn er einmal in der Woche benutzt wird, muss er einmal pro Woche aufgeladen werden.
- g. Wenn der Benutzer den Roller auf dem Hügel, im Straßengraben, auf unebenem und weichem Boden, in der Kurve oder gegen den Wind fährt, etc....., werden die Fahrstrecke und die Zeit nach einer vollen Ladung variieren.

**Hinweis: Öffnen Sie nicht die obere Abdeckung der Lithiumbatterie, und kommen Sie nicht mit Wasser in Berührung. Die Garantie und Gewährleistung erlischt, wenn die Lithiumbatterie zerlegt wird, und die Lithiumbatterie und der Roller können beschädigt werden. Zu häufiges Überentladen, seltenes Aufladen und Unterladen beeinträchtigen die Batterie und verkürzen die Lebensdauer der Batterie.**

#### **4.13 Beschreibung der Fehlbedienung**

- 01) Der Anschluss der Batterieelektrode ist nicht fest.
- 02) Die Hebel der elektromagnetischen Handbremse sind nicht verriegelt.
- 03) Die Steckdose und der Stecker sind verkehrt herum angeschlossen.
- 04) Waschen Sie den Roller direkt mit dem Wasserhahn.
- 05) Schrubben Sie ihn mit Öl oder einer chemischen Flüssigkeit.
- 06) Falten und entfalten Sie den Roller am Hang.

# Wartung und Pflege

## 5.1 Wartung

01) Stellen Sie den Roller an einem trockenen und belüfteten Ort auf und vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, Säure, Alkalien und anderen korrosiven chemischen Substanzen.

02) Halten Sie das Gehäuse sauber: Das Bedienfeld, die Abdeckungen, etc. sind aus haltbarem ABS Kunststoffen hergestellt, und die Oberfläche ist lackiert. Der Roller darf nicht mit Öl oder anderen oder anderen chemischen Flüssigkeiten abgewischt werden; der Roller darf nicht mit einer scharfen Bürste geschrubbt werden, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden; der Roller kann nicht direkt mit dem Wasserhahn gewaschen, um Schäden an den elektrischen Modulen zu vermeiden. Der Scooter kann direkt mit einem sauberen Lappen abgewischt werden, oder nachdem der Lappen mit sauberem Wasser getränkt und ausgewrungen wurde. Das Rad kann nicht mit Öl oder anderen chemischen Flüssigkeiten abgewischt und direkt mit einem Wasserhahn gewaschen werden, aber die Oberfläche kann direkt mit einem sauberen Lappen oder einer weichen Bürste abgewischt werden, oder nachdem der saubere Lappen oder die weiche Bürste in sauberes Wasser getaucht und ausgewrungen oder getrocknet werden. Die Oberfläche des Sitzes wird nur direkt mit dem sauberen Lappen abgewischt, oder abgewischt, nachdem der saubere Lappen mit sauberem Wasser gebeizt und ausgewrungen wurde.

03) Der Roller darf nicht der Sonne oder dem Regen ausgesetzt werden. Und sollte getrocknet werden, nachdem er mit Wasser durchnässt wurde, und von Zeit zu Zeit Schmieröl in die Lagermechanismen geben

04) Der Roller ist elektrisch angetrieben und es ist verboten, ihn bei Ballspielen, Rennen und anderen sportlichen Aktivitäten zu benutzen.

05) Der Benutzer muss das Profil der Reifen häufig überprüfen und die Reifen bei Bedarf ersetzen.

06) Überprüfen Sie häufig die Schrauben und ziehen Sie sie fest, wenn die Schraube gelockert ist.

07) Entfernen Sie häufig die Fremdkörper in den Radlagern (z. B. Haare und Gewinderückstände, usw. ....).

08) Prüfen Sie häufig die Empfindlichkeit der Bremse und achten Sie darauf, ob die Bremsbeläge gebrochen sind, um die Sicherheit zu gewährleisten.



## 5.2 Pflege

01) Tägliche Grundpflege: Prüfen Sie, ob das Aussehen des Rollers normal und gut ist.

02) Monatliche oder jährliche Grundpflege

Anschluss der Batterieelektroden: Die Elektroden am Batteriekasten sind eng mit den mit den Elektroden an der Karosserie verbunden und nicht korrodiert sind (monatlich); die Batterie muss entsprechend in den Batteriekasten eingesetzt werden und die Elektroden sind (Batteriekasten zur Überprüfung nicht öffnen) (Jährlich).

Steckverbinder für elektrische Leitungen;(monatlich)

Prüfen Sie regelmäßig die Isolierung aller freiliegenden elektrischen Leitungen, einschließlich des Netzsteckers des Ladegeräts (monatlich); reparieren oder ersetzen Sie beschädigte Anschlüsse und Verbindungen (jährlich).

Alle wichtigen Schrauben und Muttern

Prüfen Sie regelmäßig, ob alle freiliegenden Schrauben oder Muttern gelockert sind (monatlich).

Lager und Motor-/Getriebeteile des Elektrorollers:

Wenn das Modul mit Schmieröl befüllt wurde und in einem engen Bereich verwendet wird, ist es nicht notwendig, es erneut zu befüllen (Jährlich).

**Hinweis: Achten Sie darauf, dass alle elektrischen Module wie das Bedienfeld, das Ladegerät und die elektrischen Steuerungen nicht feucht werden. Wenn einige Teile feucht sind, trocknen Sie sie vor dem Gebrauch.**

# Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen für die Batterie

## 6.1 25,2V 10AH \* 1 PC-Lithium-Batterie wird verwendet

## 6.2 Bevor die Batterien zum ersten Mal benutzt werden, müssen sie vollständig aufgeladen werden.

- 01) Um ein reibungsloses Fahren zu gewährleisten, muss der Scooter vor der Fahrt vollständig aufgeladen werden;
- 02) Der Scooter wird entsprechend der Spannung des Landes und der Region und den Steckern aufgeladen. Zu niedrige oder zu hohe Spannung oder unpassende Stecker können nicht verwendet werden, um das Ladegerät vor Schäden zu schützen.
- 03) Wenn der Scooter für längere Zeit nicht benutzt wird, schalten Sie ihn aus und nehmen Sie die Batterien heraus.

## 6.3 So laden Sie die Batterien auf

Nachdem die Batterien eine gewisse Zeit lang benutzt wurden, muss die Leistung der Batterien rechtzeitig überprüft werden. Wenn die Leistung ungesättigt ist oder weniger, müssen die Batterien rechtzeitig aufgeladen werden, sonst kann der Roller nicht normal betrieben werden.

Schritte zum Aufladen:

- 01) Der Benutzer muss sich vergewissern, dass der Strom des Elektrorollers ausgeschaltet ist. Dann stecken Sie den Ladestecker des Ladegeräts in die Ladebuchse, stecken Sie das andere Ende in die Haushaltssteckdose, das rote Licht leuchtet, es bedeutet, dass das Ladegerät den Lademodus eingegeben hat, Das rote Licht schaltet auf grünes Licht, wenn es voll geladen ist.  
**Hinweis: Laden Sie den gefrorenen Akku nicht unter -20 Grad auf, da der Akku sonst beschädigt wird und es zu Verletzungen kommen kann.**
- 02) Wenn die interne Batterie ersetzt wird, wenden Sie sich an den Hersteller.
- 03) Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Netzstecker und dann den DC-Ladestecker aus der Steckdose, um den Ladevorgang abzuschließen.

## 6.4 Während des Ladevorgangs, wenn das rote Licht nicht leuchtet, sollte der Benutzer überprüfen, ob der Netzstecker locker ist, ansonsten überprüfen Sie bitte, ob die Sicherung durchgebrannt ist.

## 6.5 Die Ladezeit beträgt in der Regel 6-8 Stunden.

## **Transport und Lagerung**

7.1 Der Scooter ist in einem Kraftkarton verpackt, um ihn vor Wasser und Druck zu schützen. Es kann auf dem Luft-, See- oder Landweg transportiert werden.

7.2 Das Produkt kann gelagert werden in: (-20°C bis 45°C, 10%-80% Luftfeuchtigkeit) an schattigen, kühlen, trockenen, belüfteten und von korrosiven Gasen freien Orten.

7.3 Es darf nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt und nicht zusammen mit brennbaren und explosiven Stoffen gelagert werden, da sonst die Leistung des Produkts beeinträchtigt oder beschädigt werden kann.

## **Umweltschutz**

8.1 Beseitigung: Die Batterien müssen nach dem Ende ihrer Lebensdauer gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften ordnungsgemäß behandelt werden, z. B. durch Verfestigung und tiefes Vergraben, Einlagerung in den verbrauchten Grubenschacht oder Recycling, und dürfen nicht willkürlich aufgegeben werden.

## **Beschreibung des Austauschs empfindlicher Teile bei normalem Gebrauch**

9.1 Die beschädigten Materialien werden vom Hersteller und dem Händler bei normalem Gebrauch bereitgestellt und ersetzt.

## **Stromlaufplan und Liste der wichtigsten Komponenten**

10.1 Konsultieren Sie den Hersteller bezüglich der Komponentenliste.

10.2 Wenn der Stromkreis ausfällt, muss der Benutzer sofort aufhören, den Roller zu benutzen, und sich an den Kundendienst wenden, um eine professionelle Beurteilung und Wartung zu erhalten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

# Verpackung und Zubehör

**11.1** Das Produkt ist im Kraftkarton verpackt, und das Zubehör umfasst: Eine Betriebsanleitung (einschließlich Garantiekarte); Ein Satz Batterien (am Roller installiert/separat verpackt nach Kundenwunsch); Ein Satz Schlüssel.

**11.2** Das Modell des Ladegeräts dieses Elektrorollers und die Informationen des Herstellers.

Name	Spezifikation/Modell	Hersteller
Ladegerät	Input 100-240V~50/60Hz 1.4A MAX Output DC 29.4V/2A	Shenzhen Teka Technology Co., Ltd. OR Powsun Electronic Co., Ltd

# Leitfaden zur Fehlersuche

**12.1** Wenn Sie den Netzschalter einschalten, aber die Stromanzeige nicht leuchtet, überprüfen Sie bitte, ob die Stromleitung und die Steuerleitung richtig angeschlossen sind oder nicht; wenn die Kontakte gelockert sind, und die Leistung der Batterie.

**12.2** Wenn der Benutzer den Elektroroller fährt, wenn die Geschwindigkeit uneinheitlich ist und der Roller stoppt und fährt, sollte der Benutzer überprüfen, ob der Motor überhitzt ist, laut oder mit anderen abnormalen Phänomenen, oder die Stromleitung ist gelockert oder nicht. Wenn das Steuergerät beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihren Händler, um es reparieren zu lassen.

**12.3** Reparieren oder reparieren Sie keine Probleme durch nicht qualifizierte Personen.

**12.4** Wenn der Scooter nicht normal aufgeladen werden kann:

a. Prüfen Sie, ob die Ladespannung angepasst ist.

b. Prüfen Sie, ob das Kühlgebläse des Ladegeräts normal läuft.

c. Prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Ladegerät und der Schnittstelle des Steuergeräts gut funktioniert.

d. Verlängern Sie die Ladezeit, wenn der Akku immer noch nicht vollständig geladen werden kann, tauschen Sie ihn bitte aus. Der Akku kann kaputt oder gealtert sein, bitte ersetzen Sie ihn.

# Kontaktinformationen des technischen Supports

Verkäuferadresse: Devita GmbH  
Poststrasse 11  
66649 Oberthal

Kontaktnummer des Verkäufers: +49 6854-803081 info@devita-online.de

Kundendienst : Devita GmbH

## Garantiekarte und Garantiespezifikation

**14.1 Die Garantiekarte ist in Anhang C abgebildet.**

**14.2 Spezifikation des Gewährleistungsumfangs:**

Wenn das Qualitätsproblem an den Teilen auf das Material, die Herstellung oder die

Bei Qualitätsproblemen an Material, Herstellung oder Montage bei normalem Gebrauch ist der Vertreter für die Wartung oder den Austausch der Teile verantwortlich.








Das Produkt wird nicht unter den folgenden Umständen garantiert werden:

- 01) Nicht ordnungsgemäßer Betrieb, Verwendung und Pflege gemäß der Bedienungsanleitung;
- 02) nicht die vom Hersteller produzierten Ersatzteile und Zubehörteile verwenden;
- 03) Bei Unfällen;
- 04) Privater Eingriff in die Konstruktion des Elektrorollers ohne Zustimmung des Hersteller (z.B. Programmierung der Steuerung);
- 05) Beschädigung durch Taifun, Überschwemmung, Erdbeben und andere Naturkatastrophen.

**Hinweis: Für einen Scooter, der nicht als Sitz in einem Kraftfahrzeug verwendet werden darf ist das untere Zeichen zu beachten.**



## Interpretationen von Grafiken, Symbolen, Abkürzungen und anderen Inhalten, die auf Etiketten von Medizinprodukten verwendet werden

	Anwendungsteil Typ B
	Separates Behandlungszeichen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Bitte beachten Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften)
	Hinweis, siehe beigegefügte Dokumente
	Batterie
	Warnung vor dem Einklemmen der Hände
	Vom Sonnenlicht fernhalten
	Vom Regen fernhalten

## Anhang-Garantiekarte


















<b>Nutzername</b>	<b>Ausweis-Nr.</b>
<b>Adresse</b>	<b>Kontaktnummer</b>
<b>Model</b>	<b>Fahrzeugnummer</b>
<b>Kaufdatum</b>	
<b>Garantiezeit</b>	<b>2 Monate ab dem Kaufdatum (Batterie 6 Monate)</b>
<b>Hersteller</b>	<b>Guangdong Prestige Technology Co, Ltd.</b>
<b>Name des Bevollmächtigten (Siegel oder Unterschrift)</b>	
<b>Kontaktnummer (oder Adresse)</b>	

## Packliste

<b>Scooter</b>	<b>1 Stück</b>
<b>Werkzeugkasten</b>	<b>1 Stück</b>
<b>Armlehnen</b>	<b>2 Stück</b>
<b>29.4V 2A Ladegerät</b>	<b>1 Stück</b>
<b>10AH Lithium Batterie</b>	<b>1 Stück</b>
<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>1 Stück</b>
<b>Schlüssel</b>	<b>2 Stück</b>

# Symbol Definitionen

Folgende Symbole sind auf dem Scooter zu finden:

	Hersteller		Artikel ist recycelbar
	Importeur		Fahren Sie nicht bei Regen oder Schneefall
	Bevollmächtigter der EU		Halten Sie lose Verschmutzungen vom Scooter fern
	Herstelldatum		Betreiben Sie keine Handys während der Scooter eingeschaltet ist
	siehe Gebrauchsanweisung		Warnung! Vorsicht vor einer möglichen Gefahr
	Medizinprodukt		Warnung! Einklemmgefahr
	Seriennummer		WEEE-Kennzeichnung. Werfen Sie den Artikel nicht in den Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen Recycling-Richtlinien
	Bestellnummer		
	Chargennummer		
	Modellnummer		